

effimed⁺



ULTRA CONGELACIÓN

-25°C

ULTRA CONGELACIÓN -25°C

Efficold, con más de 30 años de experiencia como fabricante de equipos de frío y soluciones innovadoras para el sector biomédico, ya posee divisiones dirigidas a los sectores de alimentación, bebidas, hostelería, supermercados, helados y proyectos especiales. Además, fabricamos mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2.

Formamos parte de Onnera Group, grupo empresarial líder en fabricación de equipos médicos. ONNERA GROUP es un grupo empresarial internacional dedicado a aportar soluciones de equipamiento para la restauración, la lavandería, las aplicaciones de frío y la fabricación de equipos médicos.

FAGOR, EFFICOLD, ONNERA CONTRACT, EDENOX, DOMUS, ASBER, DANUBE y PRIMER líderes en diferentes sectores, mercados y países. Un grupo global que comercializa sus productos en los cinco continentes y al que ahora se incorpora también EFFIMED.



LFV-450



Material interno	Aluminio
Estantes	5/12 Cajones
Bloqueo de puerta con llave	Sí
Acceso sonda exterior	2
Ruedas	Sí
Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación	USB -

Alarmas	
Alarmas de Temperatura	Sí
Alarma alim. Eléctrica	Sí
Alarmas de Sistema	Sí

Características eléctricas	
Alimentación Eléctrica (V/Hz)	220V / 50Hz
Consumo energía 24 horas	2.24