

effimed 



ULTRA CONGELACIÓN


-25°C

ULTRA CONGELACIÓN -25°C

Efficold, con más de 30 años de experiencia como fabricante de equipos de frío y soluciones innovadoras para el sector biomédico, ya posee divisiones dirigidas a los sectores de alimentación, bebidas, hostelería, supermercados, helados y proyectos especiales. Además, fabricamos mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2.

Formamos parte de Onnera Group, grupo empresarial líder en fabricación de equipos médicos. ONNERA GROUP es un grupo empresarial internacional dedicado a aportar soluciones de equipamiento para la restauración, la lavandería, las aplicaciones de frío y la fabricación de equipos médicos.

FAGOR, EFFICOLD, ONNERA CONTRACT, EDENOX, DOMUS, ASBER, DANUBE y PRIMER líderes en diferentes sectores, mercados y países. Un grupo global que comercializa sus productos en los cinco continentes y al que ahora se incorpora también EFFIMED.



LFV-450





Modelo

Ultra congelación -25°C	19084875
Modelo	LFV-450
Tipo de cabina	VERTICAL
Capacidad (L)	449
Tamaño interno (ancho x fondo x alto) mm	(650 x 570 x 627) x 2
Tamaño externo (ancho x fondo x alto) mm	810 x 735 x 1960
Tamaño embalaje (ancho x fondo x alto) mm	895 x 820 x 2035
Peso neto (Kg)	133

Rendimiento

Rango de temperatura	-10°C » -25°C
Temperatura ambiente	25°C / 60% HR
Clase climática	N
Controlador	Microprocesador
Monitor	LCD Display

Refrigeración

Compresor	2pz
Método de enfriamiento	Directo
Modo de descongelación	Automático
Refrigerante	R600a
Espesor de aislamiento (mm)	80 mm

Construcción

Material externo	Galvanizado Prepintado
------------------	------------------------



Material interno	Aluminio
Estantes	5/12 Cajones
Bloqueo de puerta con llave	Sí
Acceso sonda exterior	2
Ruedas	Sí
Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación	USB -

Alarmas

Alarmas de Temperatura	Sí
Alarma alim. Eléctrica	Sí
Alarmas de Sistema	Sí

Características eléctricas

Alimentación Eléctrica (V/Hz)	220V / 50Hz
Consumo energía 24 horas	2.24