

effimed 



ULTRA CONGELACIÓN

  
-40°C

# ULTRA CONGELACIÓN -40°C

Efficold, con más de 30 años de experiencia como fabricante de equipos de frío y soluciones innovadoras para el sector biomédico, ya posee divisiones dirigidas a los sectores de alimentación, bebidas, hostelería, supermercados, helados y proyectos especiales. Además, fabricamos mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2.

Formamos parte de Onnera Group, grupo empresarial líder en fabricación de equipos médicos. ONNERA GROUP es un grupo empresarial internacional dedicado a aportar soluciones de equipamiento para la restauración, la lavandería, las aplicaciones de frío y la fabricación de equipos médicos.

FAGOR, EFFICOLD, ONNERA CONTRACT, EDENOX, DOMUS, ASBER, DANUBE y PRIMER líderes en diferentes sectores, mercados y países. Un grupo global que comercializa sus productos en los cinco continentes y al que ahora se incorpora también EFFIMED.



## MFC-300





## Modelo

Ultra congelación -40°C	19085274
Modelo	MFC-300
Tipo de cabina	HORIZONTAL
Capacidad (L)	268
Capacidad Cajas 2"	210
Tamaño interno (ancho x fondo x alto) mm	1019 x 465 x 651
Tamaño externo (ancho x fondo x alto) mm	1245 x 775 x 929
Tamaño Embalaje (ancho x fondo x alto) mm	1349 x 815 x 975
Peso neto (Kg)	77

## Rendimiento

Rango de temperatura	-10°C » -40°C
Temperatura ambiente	25°C / 60% HR
Clase climática	N
Controlador	Microprocesador
Monitor	LED

## Refrigeración

Compresor	1pz
Método de enfriamiento	Directo
Modo de descongelación	Manual
Refrigerante	R290
Espesor de aislamiento (mm)	110mm

## Construcción



Material externo	Galvanizado Prepintado
Material interno	Acero Inoxidable
Estantes/Cajones	1
Número de puertas interiores	0
Bloqueo de puerta con llave	Sí
Acceso sonda exterior	1
Ruedas	4/2
Tiempo de grabación	USB -
Batería de respaldo	Sí

## Alarmas

Alarmas de Temperatura	Sí
Alarma alim. Eléctrica	Sí
Alarmas de Sistema	Sí

## Características eléctricas

Alimentación Eléctrica (V/Hz)	220V / 50Hz
Consumo energía 24 horas	3.1
Versión 110V-220V 60Hz	Opcional

## Emisiones acústicas

Nivel sonoro Db	43
-----------------	----