


effimed 



ULTRA CONGELACIÓN


-40°C

ULTRA CONGELACIÓN -40°C

Efficold, con más de 30 años de experiencia como fabricante de equipos de frío y soluciones innovadoras para el sector biomédico, ya posee divisiones dirigidas a los sectores de alimentación, bebidas, hostelería, supermercados, helados y proyectos especiales. Además, fabricamos mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2.

Formamos parte de Onnera Group, grupo empresarial líder en fabricación de equipos médicos. ONNERA GROUP es un grupo empresarial internacional dedicado a aportar soluciones de equipamiento para la restauración, la lavandería, las aplicaciones de frío y la fabricación de equipos médicos.

FAGOR, EFFICOLD, ONNERA CONTRACT, EDENOX, DOMUS, ASBER, DANUBE y PRIMER líderes en diferentes sectores, mercados y países. Un grupo global que comercializa sus productos en los cinco continentes y al que ahora se incorpora también EFFIMED.



MFC-400





Modelo

Ultra congelación -40°C	19084876
Modelo	MFC-400
Tipo de cabina	HORIZONTAL
Capacidad (L)	358
Capacidad Cajas 2"	270
Tamaño interno (ancho x fondo x alto) mm	1308 x 465 x 651
Tamaño externo (ancho x fondo x alto) mm	1534 x 775 x 929
Tamaño Embalaje (ancho x fondo x alto) mm	1783 x 815 x 975
Peso neto (Kg)	98

Rendimiento

Rango de temperatura	-10°C » -40°C
Temperatura ambiente	25°C / 60% HR
Clase climática	N
Controlador	Microprocesador
Monitor	LED

Refrigeración

Compresor	1pz
Método de enfriamiento	Directo
Modo de descongelación	Manual
Refrigerante	R290
Espesor de aislamiento (mm)	110mm

Construcción



Material externo	Galvanizado Prepintado
Material interno	Acero Inoxidable
Estantes/Cajones	1
Número de puertas interiores	0
Bloqueo de puerta con llave	Sí
Acceso sonda exterior	1
Ruedas	4/2
Tiempo de grabación	USB -
Puerto RS 485	No

Alarmas

Alarmas de Temperatura	Sí
Alarma alim. Eléctrica	Sí
Alarmas de Sistema	Sí

Características eléctricas

Alimentación Eléctrica (V/Hz)	220V / 50Hz
Consumo energía 24 horas	3.88
Versión 110V-220V 60Hz	Opcional

Emisiones acústicas

Nivel sonoro Db	43
-----------------	----