

effimed⁺



ULTRA CONGELACIÓN

-40°C

ULTRA CONGELACIÓN -40°C

Efficold, con más de 30 años de experiencia como fabricante de equipos de frío y soluciones innovadoras para el sector biomédico, ya posee divisiones dirigidas a los sectores de alimentación, bebidas, hostelería, supermercados, helados y proyectos especiales. Además, fabricamos mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2.

Formamos parte de Onnera Group, grupo empresarial líder en fabricación de equipos médicos. ONNERA GROUP es un grupo empresarial internacional dedicado a aportar soluciones de equipamiento para la restauración, la lavandería, las aplicaciones de frío y la fabricación de equipos médicos.

FAGOR, EFFICOLD, ONNERA CONTRACT, EDENOX, DOMUS, ASBER, DANUBE y PRIMER líderes en diferentes sectores, mercados y países. Un grupo global que comercializa sus productos en los cinco continentes y al que ahora se incorpora también EFFIMED.



MFV-300



Modelo		
Ultra congelación -40°C		19086356
Modelo		MFV-300
Tipo de cabina		VERTICAL
Capacidad (L)		268
Capacidad Cajas 2"		-
Tamaño interno (ancho x fondo x alto) mm		500 x 460 x 1235
Tamaño externo (ancho x fondo x alto) mm		700 x 640 x 1792
Tamaño Embalaje (ancho x fondo x alto) mm		757 x 717x 1885
Peso neto (Kg)		94

Rendimiento		
Rango de temperatura		-10°C » -40°C
Temperatura ambiente		25°C / 60% HR
Clase climática		N
Controlador		Microprocesador
Monitor		Pantalla LCD

Refrigeración		
Compresor		1pz
Método de enfriamiento		Directo
Modo de descongelación		Manual
Refrigerante		R290
Espesor de aislamiento (mm)		100mm

Construcción		
--------------	--	--

Material externo	Galvanizado Prepintado
Material interno	Aluminio
Estantes/Cajones	7/7
Número de puertas interiores	0
Bloqueo de puerta con llave	Sí
Acceso sonda exterior	1
Ruedas	4/2
Tiempo de grabación	Dato en pantalla
Batería de respaldo	No

Alarmas

Alarmas de Temperatura	No
Alarma alim. Eléctrica	Sí
Alarmas de Sistema	Sí

Características eléctricas

Alimentación Eléctrica (V/Hz)	220V / 50Hz
Consumo energía 24 horas	1.69
Versión 110V-220V 60Hz	Opcional

Emisiones acústicas

Nivel sonoro Db	40
-----------------	----