

effimed<sup>+</sup>



ULTRA CONGELACIÓN

-40°C

# ULTRA CONGELACIÓN -40°C

Efficold, con más de 30 años de experiencia como fabricante de equipos de frío y soluciones innovadoras para el sector biomédico, ya posee divisiones dirigidas a los sectores de alimentación, bebidas, hostelería, supermercados, helados y proyectos especiales. Además, fabricamos mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2.

Formamos parte de Onnera Group, grupo empresarial líder en fabricación de equipos médicos. ONNERA GROUP es un grupo empresarial internacional dedicado a aportar soluciones de equipamiento para la restauración, la lavandería, las aplicaciones de frío y la fabricación de equipos médicos.

FAGOR, EFFICOLD, ONNERA CONTRACT, EDENOX, DOMUS, ASBER, DANUBE y PRIMER líderes en diferentes sectores, mercados y países. Un grupo global que comercializa sus productos en los cinco continentes y al que ahora se incorpora también EFFIMED.



## MFV-550



## Modelo

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Ultra congelación -40°C                   | 19085275           |
| Modelo                                    | MFV-550            |
| Tipo de cabina                            | VERTICAL           |
| Capacidad (L)                             | 525                |
| Capacidad Cajas 2"                        | 320                |
| Tamaño interno (ancho x fondo x alto) mm  | 585 x 696 x 1266   |
| Tamaño externo (ancho x fondo x alto) mm  | 930 x 1026 x 1947  |
| Tamaño Embalaje (ancho x fondo x alto) mm | 1035 x 1165 x 2145 |
| Peso neto (Kg)                            | 234                |

## Rendimiento

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Rango de temperatura | -10°C » -40°C   |
| Temperatura ambiente | 25°C / 60% HR   |
| Clase climática      | N               |
| Controlador          | Microprocesador |
| Monitor              | Pantalla LCD    |

## Refrigeración

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Compresor                   | 1pz       |
| Método de enfriamiento      | Directo   |
| Modo de descongelación      | Manual    |
| Refrigerante                | Combinado |
| Espesor de aislamiento (mm) | 130mm     |

## Construcción

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Material externo             | Acero Prepintado |
| Material interno             | AISI 304         |
| Estantes/Cajones             | 3/0              |
| Número de puertas interiores | 2                |
| Bloqueo de puerta con llave  | Sí               |
| Acceso sonda exterior        | 2                |
| Ruedas                       | 4/2              |
| Tiempo de grabación          | USB -            |
| Batería de respaldo          | Sí               |

## Alarmas

|                        |    |
|------------------------|----|
| Alarmas de Temperatura | Sí |
| Alarma alim. Eléctrica | Sí |
| Alarmas de Sistema     | Sí |

## Características eléctricas

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Alimentación Eléctrica (V/Hz) | 220V / 50Hz |
| Consumo energía 24 horas      | 4.67        |
| Versión 110V-220V 60Hz        | Opcional    |

## Emisiones acústicas

|                 |    |
|-----------------|----|
| Nivel sonoro Db | 45 |
|-----------------|----|