

effimed⁺



ULTRA CONGELACIÓN

-40°C

ULTRA CONGELACIÓN -40°C

Efficold, con más de 30 años de experiencia como fabricante de equipos de frío y soluciones innovadoras para el sector biomédico, ya posee divisiones dirigidas a los sectores de alimentación, bebidas, hostelería, supermercados, helados y proyectos especiales. Además, fabricamos mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2.

Formamos parte de Onnera Group, grupo empresarial líder en fabricación de equipos médicos. ONNERA GROUP es un grupo empresarial internacional dedicado a aportar soluciones de equipamiento para la restauración, la lavandería, las aplicaciones de frío y la fabricación de equipos médicos.

FAGOR, EFFICOLD, ONNERA CONTRACT, EDENOX, DOMUS, ASBER, DANUBE y PRIMER líderes en diferentes sectores, mercados y países. Un grupo global que comercializa sus productos en los cinco continentes y al que ahora se incorpora también EFFIMED.



MFV-550





Modelo

Ultra congelación -40°C	19085275
Modelo	MFV-550
Tipo de cabina	VERTICAL
Capacidad (L)	525
Capacidad Cajas 2"	320
Tamaño interno (ancho x fondo x alto) mm	585 x 696 x 1266
Tamaño externo (ancho x fondo x alto) mm	930 x 1026 x 1947
Tamaño Embalaje (ancho x fondo x alto) mm	1035 x 1165 x 2145
Peso neto (Kg)	234

Rendimiento

Rango de temperatura	-10°C » -40°C
Temperatura ambiente	25°C / 60% HR
Clase climática	N
Controlador	Microprocesador
Monitor	Pantalla LCD

Refrigeración

Compresor	1pz
Método de enfriamiento	Directo
Modo de descongelación	Manual
Refrigerante	Combinado
Espesor de aislamiento (mm)	130mm

Construcción



Material externo	Acero Prepintado
Material interno	AISI 304
Estantes/Cajones	3/0
Número de puertas interiores	2
Bloqueo de puerta con llave	Sí
Acceso sonda exterior	2
Ruedas	4/2
Tiempo de grabación	USB -
Batería de respaldo	Sí

Alarmas

Alarmas de Temperatura	Sí
Alarma alim. Eléctrica	Sí
Alarmas de Sistema	Sí

Características eléctricas

Alimentación Eléctrica (V/Hz)	220V / 50Hz
Consumo energía 24 horas	4.67
Versión 110V-220V 60Hz	Opcional

Emisiones acústicas

Nivel sonoro Db	45
-----------------	----