

effimed<sup>+</sup>



ULTRA CONGELACIÓN

-40°C

# ULTRA CONGELACIÓN -40°C

Efficold, con más de 30 años de experiencia como fabricante de equipos de frío y soluciones innovadoras para el sector biomédico, ya posee divisiones dirigidas a los sectores de alimentación, bebidas, hostelería, supermercados, helados y proyectos especiales. Además, fabricamos mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2.

Formamos parte de Onnera Group, grupo empresarial líder en fabricación de equipos médicos. ONNERA GROUP es un grupo empresarial internacional dedicado a aportar soluciones de equipamiento para la restauración, la lavandería, las aplicaciones de frío y la fabricación de equipos médicos.

FAGOR, EFFICOLD, ONNERA CONTRACT, EDENOX, DOMUS, ASBER, DANUBE y PRIMER líderes en diferentes sectores, mercados y países. Un grupo global que comercializa sus productos en los cinco continentes y al que ahora se incorpora también EFFIMED.



## MFV-800





## Modelo

Ultra congelación -40°C	19084879
Modelo	MFV-800
Tipo de cabina	VERTICAL
Capacidad (L)	775
Capacidad Cajas 2"	600
Tamaño interno (ancho x fondo x alto) mm	865 x 696 x 1286
Tamaño externo (ancho x fondo x alto) mm	1205 x 1025 x 1955
Tamaño Embalaje (ancho x fondo x alto) mm	1320 x 1155 x 2171
Peso neto (Kg)	258

## Rendimiento

Rango de temperatura	-10°C » -40°C
Temperatura ambiente	25°C / 60% HR
Clase climática	N
Controlador	Microprocesador
Monitor	Pantalla LCD

## Refrigeración

Compresor	2pz
Método de enfriamiento	Directo
Modo de descongelación	Manual
Refrigerante	Combinado
Espesor de aislamiento (mm)	130mm

## Construcción



Material externo	Acero Prepintado
Material interno	AISI 304
Estantes/Cajones	3/0
Número de puertas interiores	4
Bloqueo de puerta con llave	Sí
Acceso sonda exterior	3
Ruedas	4/2
Tiempo de grabación	USB -
Batería de respaldo	Sí

## Alarmas

Alarmas de Temperatura	Sí
Alarma alim. Eléctrica	Sí
Alarmas de Sistema	Sí

## Características eléctricas

Alimentación Eléctrica (V/Hz)	220V / 50Hz
Consumo energía 24 horas	7.02
Versión 110V-220V 60Hz	Opcional

## Emisiones acústicas

Nivel sonoro Db	45
-----------------	----