

effimed⁺



ULTRA CONGELACIÓN

-40°C

ULTRA CONGELACIÓN -40°C

Efficold, con más de 30 años de experiencia como fabricante de equipos de frío y soluciones innovadoras para el sector biomédico, ya posee divisiones dirigidas a los sectores de alimentación, bebidas, hostelería, supermercados, helados y proyectos especiales. Además, fabricamos mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2.

Formamos parte de Onnera Group, grupo empresarial líder en fabricación de equipos médicos. ONNERA GROUP es un grupo empresarial internacional dedicado a aportar soluciones de equipamiento para la restauración, la lavandería, las aplicaciones de frío y la fabricación de equipos médicos.

FAGOR, EFFICOLD, ONNERA CONTRACT, EDENOX, DOMUS, ASBER, DANUBE y PRIMER líderes en diferentes sectores, mercados y países. Un grupo global que comercializa sus productos en los cinco continentes y al que ahora se incorpora también EFFIMED.



MFV-90



Modelo

Ultra congelación -40°C	19086355
Modelo	MFV-90
Tipo de cabina	VERTICAL
Capacidad (L)	90
Capacidad Cajas 2"	-
Tamaño interno (ancho x fondo x alto) mm	500 x 485 x 532
Tamaño externo (ancho x fondo x alto) mm	677 x 649 x 948
Tamaño Embalaje (ancho x fondo x alto) mm	765 x 735 x 935
Peso neto (Kg)	54

Rendimiento

Rango de temperatura	-10°C » -40°C
Temperatura ambiente	25°C / 60% HR
Clase climática	N
Controlador	Microprocesador
Monitor	Pantalla LCD

Refrigeración

Compresor	1pz
Método de enfriamiento	Directo
Modo de descongelación	Manual
Refrigerante	R290
Espesor de aislamiento (mm)	100mm

Construcción

Material externo	Galvanizado Prepintado
Material interno	Aluminio
Estantes/Cajones	2/3
Número de puertas interiores	0
Bloqueo de puerta con llave	Sí
Acceso sonda exterior	1
Ruedas	4/2
Tiempo de grabación	Dato en pantalla
Batería de respaldo	No

Alarmas

Alarmas de Temperatura	Sí
Alarma alim. Eléctrica	Sí
Alarmas de Sistema	Sí

Características eléctricas

Alimentación Eléctrica (V/Hz)	220V / 50Hz
Consumo energía 24 horas	1.69
Versión 110V-220V 60Hz	Opcional

Emisiones acústicas

Nivel sonoro Db	40
-----------------	----