

effimed 



ULTRA CONGELACIÓN

**-86°C**

# ULTRA CONGELACIÓN -86°C

Efficold, con más de 30 años de experiencia como fabricante de equipos de frío y soluciones innovadoras para el sector biomédico, ya posee divisiones dirigidas a los sectores de alimentación, bebidas, hostelería, supermercados, helados y proyectos especiales. Además, fabricamos mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2.

Formamos parte de Onnera Group, grupo empresarial líder en fabricación de equipos médicos. ONNERA GROUP es un grupo empresarial internacional dedicado a aportar soluciones de equipamiento para la restauración, la lavandería, las aplicaciones de frío y la fabricación de equipos médicos.

FAGOR, EFFICOLD, ONNERA CONTRACT, EDENOX, DOMUS, ASBER, DANUBE y PRIMER líderes en diferentes sectores, mercados y países. Un grupo global que comercializa sus productos en los cinco continentes y al que ahora se incorpora también EFFIMED.



## UFC-700





## Modelo

|   |                    |
|---|--------------------|
| Ultra congelación -86°C                   | 19084881           |
| Modelo                                    | UFC-700            |
| Tipo de cabina                            | HORIZONTAL         |
| Capacidad (L)                             | 665                |
| Capacidad Cajas 2"                        | 360                |
| Tamaño interno (ancho x fondo x alto) mm  | 1200 x 815 x 610   |
| Tamaño externo (ancho x fondo x alto) mm  | 2033 x 1190 x 1037 |
| Tamaño Embalaje (ancho x fondo x alto) mm | 2145 x 1305 x 1234 |
| Peso neto (Kg)                            | 352                |

## Rendimiento

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Rango de temperatura | -40°C » -86°C   |
| Temperatura ambiente | 25°C / 60% HR   |
| Clase climática      | N               |
| Controlador          | Microprocesador |
| Monitor              | Pantalla LCD    |

## Refrigeración

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Compresor              | 2pz       |
| Método de enfriamiento | Directo   |
| Modo de descongelación | Manual    |
| Refrigerante           | Combinado |

## Construcción

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Espesor de aislamiento (mm) | 130 mm |
|-----------------------------|--------|



|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Material externo             | Acero Prepintado |
| Material interno y estantes  | AISI 304         |
| Estantes                     | 0                |
| Número de puertas interiores | 0                |
| Bloqueo de puerta con llave  | Sí               |
| Válvula de descompresión     | No               |
| Puerta Calefactada           | No               |
| Acceso sonda exterior        | 1                |
| Ruedas                       | Sí               |
| Tiempo de grabación          | Impresora        |
| Batería de respaldo          | Sí               |

## Alarmas

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Alarma gestión Inventario | - |
|---------------------------|---|

## Características eléctricas

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Alimentación Eléctrica (V/Hz) | 220V / 50Hz |
|-------------------------------|-------------|

## Emisiones acústicas

|                 |    |
|-----------------|----|
| Nivel sonoro Db | 50 |
|-----------------|----|