

effimed 



ULTRA CONGELACIÓN

-86°C

ULTRA CONGELACIÓN -86°C

Efficold, con más de 30 años de experiencia como fabricante de equipos de frío y soluciones innovadoras para el sector biomédico, ya posee divisiones dirigidas a los sectores de alimentación, bebidas, hostelería, supermercados, helados y proyectos especiales. Además, fabricamos mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2.

Formamos parte de Onnera Group, grupo empresarial líder en fabricación de equipos médicos. ONNERA GROUP es un grupo empresarial internacional dedicado a aportar soluciones de equipamiento para la restauración, la lavandería, las aplicaciones de frío y la fabricación de equipos médicos.

FAGOR, EFFICOLD, ONNERA CONTRACT, EDENOX, DOMUS, ASBER, DANUBE y PRIMER líderes en diferentes sectores, mercados y países. Un grupo global que comercializa sus productos en los cinco continentes y al que ahora se incorpora también EFFIMED.



UFV-PORTABLE





Modelo

Ultra congelación -86°C	19085162
Modelo	UFV-PORTABLE
Tipo de cabina	PORTABLE
Capacidad (L)	1.8
Capacidad Cajas 2"	0
Tamaño interno (ancho x fondo x alto) mm	152 x 133 x 87
Tamaño externo (ancho x fondo x alto) mm	245 x 282 x 496
Tamaño Embalaje (ancho x fondo x alto) mm	305 x 295 x 570
Peso neto (Kg)	12

Rendimiento

Rango de temperatura	-40°C » -86°C
Temperatura ambiente	25°C / 60%HR
Clase climática	N
Controlador	Microprocesador
Monitor	Pantalla LCD

Refrigeración

Compresor	Peltier
Método de enfriamiento	Directo
Modo de descongelación	Manual
Refrigerante	-

Construcción

Espesor de aislamiento (mm)	-
-----------------------------	---



Material externo	Acero Prepintado
Material interno y estantes	EVA
Estantes	0
Número de puertas interiores	0
Bloqueo de puerta con llave	Sí
Válvula de descompresión	No
Puerta Calefactada	No
Acceso sonda exterior	0
Ruedas	Sí
Tiempo de grabación	Dato en pantalla
Batería de respaldo	No

Alarmas

Alarma gestión Inventario	-
---------------------------	---

Características eléctricas

Alimentación Eléctrica (V/Hz)	220V / 50Hz
-------------------------------	-------------

Emisiones acústicas

Nivel sonoro Db	45
-----------------	----